

EOSINOFILER, SPUTUM

Ex-Eos (1331)

Utredning av allergiska symptom i de övre luftvägarna

Provtagningsmaterial

- Provtagningsburk, torr/med skruvlock
- Namnetikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip®)

Provtagning

En effektiv och djup hostning är viktig för att det skall finnas tillräckligt med material för undersökningen. Slemlösande hostmedicin hjälper till för att få ett bra upphostningsprov.

- Mun och svalg sköljs med vatten innan upphostning. Morgonupphostning hostas direkt in i öppen burk. Det bör finnas rikligt med upphostningsmaterial. Spott eller utsöndring från näs och svalg duger inte till provmaterial.
- Provtagningsburken försluts omsorgsfullt.
- Namnetikett från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provtagningsburkarna. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras provtagningsburken i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kylskåp efter provtagningen (2-8°C). Provet levereras till laboratoriet som kylförsändning så fort som möjligt inom 2 (två) timmar efter provtagningen.